

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj **BeautyRelax BR-1320**

ACNEATTACK



OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ BENEFITY POUŽÍVÁNÍ	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
FOTONOVÁ TERAPIE	7
PŘÍZNVIVÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE	7
MODRÉ SVĚTLO 465NM	7
VYHŘÍVANÁ APLIKAČNÍ HLAVICE 42°C	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
VÝZNAM INDIKÁTORŮ PROVOZU	11
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	12
MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ	14
DÉLKA OŠETŘENÍ PLETI	14
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	14
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	15
NABÍJENÍ BATERIE	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	16
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	17
CERTIFIKACE	17
DOVOZCE	17

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Acneattack je první přístroj svého druhu, který je zcela zaměřen na ošetření problematické aknézní pleti. Disponuje unikátním počtem 25 modrých led diod generující světlo o vlnové délce 465nm. Aplikační hlavice je navíc vyhřívána. Napomáhá otevřít kožní póry a zlepšit krevní oběh v lokálních oblastech. Pleť získá lepších schopnost absorbovat kosmetické přípravky specializované na akné. Používání je vysoce účinné a naprosto bezpečné.



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- První použití můžete konzultovat se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání přístroje.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
- Jakmile dokončíte nabíjení, vytáhněte kabel ze zdířky na spodní straně přístroje.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- Přístroj nesdílejte s druhými osobami.



OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax Acneattack.
- Napájecí adaptér.
- Návod k obsluze.

KONTRAIKACE

Fotonové světlo patří mezi jednu z nejšetrnějších ošetření pleti. Pro používání přístroje nejsou žádné striktní kontraindikace, tzn. zdravotní stav, při kterém výrobce striktně zakazuje přístroj používat.

Pokud trpíte jakýmkoliv typem kožního onemocnění - aktinickou keratózu, basaliomy, melanomy, spaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitidu, lupénku – konzultujte použití přístroje se svým lékařem.

HLAVNÍ BENEFITY POUŽÍVÁNÍ

- Potlačení akutního zánětlivého procesu.
- Zklidnění barevných projevů v zapálených oblastech.
- Redukce množství bakterií.
- Působí preventivně proti dalšímu šíření nežádoucích mikroorganismů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Modré světlo o vlnové délce 465nm.
- Vyhřívaná aplikační hlavice.
- Aplikační hlavice vyrobena z ušlechtilé nerez oceli.
- Evropská certifikace, ISO, FDA.
- Výstupní napětí: DC10,5V.
- Proud: 0,4A.
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V.
- Rozměry: výška 15cm, průměr 5,8cm.
- Hmotnost: 790g.



Víte že...

Ošetření akné v estetičtých a kosmetických salonech tvoří až třetinu z celkového počtu všech zákroků?

Jedná se navíc o časově a finančně velmi nákladnou záležitost.

30%

beautyrelax **acneattack**

FOTONOVÁ TERAPIE

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

PŘÍZNIVÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

MODRÉ SVĚTLO 465NM

Kosmetický přístroj BeautyRelax Acneattack nabízí sílu a výkon 25 led diod, které generují modré světlo o vlnové délce 465nm. Specifická vlnová délka je určena především na ošetření akné pleti.

- Aktivuje porphyryny.
- Chemická reakce, která ničí škodlivé bakterie.
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Bezpečné a efektivní ošetření.



blue light
465nm
direct
attack

antibakteriální
a protizánětlivý účinek

prevence
proti tvorbě akné

bezpečné
a efektivní ošetření

beautyrelax **acneattack**



modré světlo 645nm

potlačuje
množení bakterií

aktivuje porphyryny

působí proti zánětu

účinkuje preventivně
proti jeho dalšímu šíření

beautyrelax **acneattack**

VYHŘÍVANÁ APLIKAČNÍ HLAVICE 42°C

Hlavním účinkem působení tepla na pleť je otevření kožních pórů. V kosmetickém studiu se po odlíčení pleti používá právě tento krok. Ať již následuje jakákoliv další procedura. Roztažení kožních pórů je elementární základ pro hloubkové vyčištění pleti. Dále jsou póry schopny absorbovat účinné látky krémů na akné hlouběji do pokožky. Kosmetičky používají nejčastěji napařený ručník. Vy jako skutečný profesionál kosmetický přístroj BeautyRelax Acneattack!



Hlavním účinkem působení tepla na pleť je **uvolnění kožních pórů**. Otevření kožních pórů zvyšuje schopnost **absorbovat účinné látky** z krémů proti akné. Kosmetičky používají nejčastěji napařený ručník. Vy jako skutečný profesionál kosmetický přístroj **AcneAttack**.

42°C

vyhříváná
aplikační hlavice


beautyrelax **acneattack**

POPIS PŘÍSTROJE



1. Aplikační hlavice s LED diodami
2. Indikátory provozu
3. Tlačítko on/off
4. Vstup pro napájecí adaptér
5. Mřížka pro přirozený průchod vzduchu
6. Kryt šroubku
7. Kryt šroubku

VÝZNAM INDIKÁTORŮ PROVOZU

- 
- **Zelený indikátor** - nabíjení baterie je kompletní
 - **Červený indikátor** - průběh nabíjení baterie
 - **Oranžový indikátor** - chybové hlášení v případě stálého svícení
 - **Zelený indikátor** - přístroj je připraven k použití

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku od makeupu a dalších nečistot. Ideální je načasovat si ošetření po koupeli.
2. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Zelená dioda problikne 3x a zůstane svítit. Následně krátce problikne oranžová dioda, která potvrdí zapnutí přístroje. Nyní je přístroj připraven v režimu standby.
3. Přístroj je připraven k použití. Modré světlo a vyhřívání se spustí automaticky, jakmile se přiblížíte aplikační hlavicí k pleti na vzdálenost několika milimetrů (pro aktivaci modrého světla není třeba být v přímém kontaktu s pletí). Nebo můžete přístroj používat v přímém kontaktu s pletí.
4. S aplikátorem můžete stát na jednom místě nebo se pohybovat po konkrétní tělesné partii. Ideální jsou krouživé pohyby.
5. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** přístroj vypnete.

Důležité bezpečnostní upozornění: Nikdy v žádném případě nesviťte modrým světlem přímo do očí. Světelné diody jsou natolik výkonné, že by mohly váš zrak poškodit. Pro bezpečné použití postačí mít během používání oči zavřené. Není třeba používat žádné ochranné pomůcky.

Doporučení: Uživatelům s citlivější pletí se může jevit při kontaktu aplikační hlavičky s pletí působení tepla nepříjemné. V tomto případě doporučujeme s aplikační hlavicí po ošetřované části pleti pohybovat a nestát na jednom místě. Modré světlo se rozsvítí i v případě, kdy je aplikátor na vzdálenost pleti v několika milimetrech. V praxi to znamená, že můžete pleť „osvítit“ na kratší vzdálenost. Působení tepla tak nebude v tomto případě intenzivní.



MOŽNÉ OBLASTI PŘÍSTROJOVÉHO OŠETŘENÍ

Při použití přístroje BeautyRelax Acneattack nejsou žádné omezení. Ošetřit můžete jakoukoliv část pleti, která je nejvíce zasažena výskytem akné. Nejvíce účinky přístroje oceníte pro ošetření obličeje a krku.

DÉLKA OŠETŘENÍ PLETI

Optimální délka ošetření by se měla pohybovat v časovém rozsahu 10 až 15 minut. Ideální frekvence opakování je 1x denně.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- BeautyRelax Acneattack je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- BeautyRelax Acneattack je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Při ošetření můžete používat vaši oblíbenou kosmetiku (krémy, masky, séra). Působením tepla se zvýší krevní oběh, což významně zlepší vstřebatelnost a účinnost látek z kosmetických přípravků.
- Aplikační hlavici nemusíte mít v přímém kontaktu s pletí. Modré světlo se aktivuje již ve vzdálenosti několika milimetrů od pleti.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavici. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.
- Aplikační hlavici se po pleti můžete pohybovat různými způsoby. Aplikační hlavici můžete pohybovat krátkými táhlými pohyby nebo krátké bodové ošetření – tzv. razítkování. Výhodou razítkování je přímé zacílení na konkrétní část pleti.

DŮLEŽITÉ

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč je výrazný cenový rozdíl přístrojů v kosmetických salonech a přístrojích pro domácí použití?

Hlavním důvodem je rozdílná frekvence používání. Přístroje v kosmetických salonech musí být schopné pracovat nepřetržitě od rána do večera. Tím je kladena zvýšená náročnost na použité materiály a celkovou technologickou koncepci (větší zdroje napájení, větší míra chlazení, atd.) Výkon kosmetických přístrojů pro domácí použití je navržen tak, aby uživateli splnil avizované benefity. Vyšší frekvence použití = dražší výrobní náklady.

Jaký je důvod čištění/dezinfekce aplikační hlavičky?

Po skončení ošetření mohou na aplikační hlavičce ulpět mikroskopické částičky kůže. Očištěním zabráníte jednak jejich případnému vniknutí do přístroje a zajistíte především hygienu provozu.

Musí být při ošetření pleti aplikační hlavička v kontaktu s pletí?

Modré světlo se aktivuje automaticky, jakmile se dostane do vzdálenosti několika milimetrů od pleti. Účinky působení modrého světla jsou stejné v případě, kdy je aplikátor v plném kontaktu s pletí nebo v mírné vzdálenosti.

Jak často mohu přístroj používat?

Aby mělo používání přístroje požadovaný efekt, doporučujeme používat v intenzitě 1x denně.

Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?

Doporučená délka individuálního ošetření je v rozsahu od 10 do max. 15 minut.

Existují nějaké kontraindikace? (situace, kdy nelze přístroj používat)

Přístroj BeautyRelax Acneattack je určen pro všechny typy pleti bez věkového omezení uživatele. Přístroj není vhodné používat, pokud trpí uživatel vážným kožním onemocněním - aktinickou keratózou, basaliomy, melanomy, spaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitidu, lupénku – konzultujte použití přístroje se svým lékařem.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Nikoliv. Přístroj neslouží pro léčbu závažných kožních onemocnění.

Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Kde se přístroj vyrábí?

Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

Může přístroj používat více osob?

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavičky, druhá osoba přístroj použít může.

Jaké kosmetické přípravky kombinovat během ošetření přístrojem BeautyRelax Acneattack?

Používat můžete jakékoliv vámi oblíbené krémy a séra. Vždy však dbejte na to, aby byla hlavice důkladně po ošetření pleti dokonale vysušena.

Jaké části těla lze přístrojem ošetřit?

Přístroj je určen pro ošetření jakékoliv části těla.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně napájecí adaptér, který je součástí balení.
2. Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.
3. V průběhu nabíjení svítí kontrolka na panelu červeně.
4. Jakmile je nabíjení baterie dokončeno, rozsvítí se na panelu zelená kontrolka.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.