

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na kotník  
s chronickými bolestmi

**BeautyRelax BR-2895**

## ANKLEMAX SMART





## OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
ÚVODEM	5
VLASTNOSTI PRODUKTU	7
OBSAH BALENÍ	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
APLIKACE PŘÍSTROJE	9
VÝSLEDNÁ APLIKACE PŘÍSTROJE NA NOZE	10
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	12
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	13

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- je zakázáno používat přístroj v koupelně
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci ruky v oblasti použití přístroje; vyčkejte nějaký čas a používejte přístroj pro pravidelnou rehabilitaci
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu přístroje; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku
- **produkt není zdravotnický prostředek**



## ÚVODEM

Masážní přístroj BeautyRelax je určen pro každého, koho trápí chronické bolesti kotníku. Tři technologie v boji proti bolesti: působení vzduchové komprese, vibrací a tepla. Příjemná okamžitá úleva pro svaly a šlachy. Napomáhá zmírnit chronické bolesti kotníku při úrazu nebo namožení. Všechny funkce se snadno nastavují pomocí ovládacího panelu. Pečujte o kotníky špičkové profesionální úrovni s vysokou účinností!

*Působení tepla má zcela zásadní vliv na uvolnění svalové tenze. **Masážní přístroj BeautyRelax** nabízí hned 3 úrovně výkonu tepla. V kombinaci s technologií vibrací a kompresní masáže se jedná o nejméně komplexní zařízení se zaměřením na oblast kotníku.*





## **VLASTNOSTI PRODUKTU**

- Vzduchová kompresní masáž
- Vibrační masáž
- Vyhřívání
- Mírní bolest svalů a úponů kotníku
- Přispívá ke zmírnění otoků
- Výrazně zlepšuje krevní oběh pro urychlení procesu regenerace
- Ideální při nepříjemných pocitech chladu v kotníku
- Napomáhá při rehabilitaci po sportovních úrazech
- Snadné použití
- Přizpůsobí se každému uživateli díky zapínání na suchý zip
- Vyhřívání
- Oblast masáže: kotník
- Ovládací panel pro snadné nastavení funkcí
- Rychlý nástup působení tepla
- Vysoká účinnost masáže
- Časovač: ano
- 3 úrovně intenzity působení tepla
- 3 úrovně intenzity působení vibrací
- 3 úrovně intenzity působení vzduchové komprese
- Napájení: síťový adaptér
- Nabíjení: USB kabel s adaptérem (součást balení)
- Rozměry: 12x8x20cm
- Hmotnost: 190g

## **OBSAH BALENÍ**

- 1x Masážní přístroj na kotník s chronickými bolestmi ANKLEMAX SMART
- 1x USB kabel
- 1x 220V síťový adaptér
- 1x Návod k obsluze

## POPIS PŘÍSTROJE



- 01.** Tlačítko **ON/OFF**
- 02.** Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
- 03.** Tlačítko **VIBRAČNÍ MASÁŽ**
- 04.** Tlačítko **VZDUCHOVÁ MASÁŽ**
- 05.** Napájecí kabel



## **APLIKACE PŘÍSTROJE**

Přístroj si nasadíte na levou nebo pravou nohu. Zapínání je vyřešeno pomocí suchého zipu. Postupujte podle následujícího vyobrazení. Návlek si neupínajte příliš silně. Je třeba zohlednit vzduchovou kompresní masáž, při které se návlek přístroje stáhne.

Pokud je působení masáže příliš silné, zapínání na suchý zip povolte. Pokud je naopak masáž příliš slabá, návlek více utáhněte.

Postupujte podle následujícího zobrazení:



## VÝSLEDNÁ APLIKACE PŘÍSTROJE NA NOZE



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Jakmile máte přístroj nasazený na noze, můžete zahájit jeho používání.
2. Přístroj připojte pomocí kabelu k nabíjecímu síťovému adaptéru. Snažte se, aby byla vaše noha co nejlíže elektrické zásuvce. V případě potřeby použijte vlastní prodlužovací kabel. Při použití přístroje tak zabráníte v případě pohybu nohy vytržení kabelu.
3. Pro spuštění přístroje stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF**.
4. Stiskněte tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**. Aktivujete se funkce vyhřívání. Krátkým stiskem tlačítka si můžete měnit intenzitu působení tepla (zelená = nejnižší, modrá = střední, červená = nejvyšší). Dalším stiskem funkci vypnete (tlačítko nesvítí).
5. Stiskněte tlačítko **VIBRACE**. Aktivujete se funkce vibrační masáže. Krátkým stiskem tlačítka si můžete měnit intenzitu působení vibrací (zelená = nejnižší, modrá = střední, červená = nejvyšší). Dalším stiskem funkci vypnete (tlačítko nesvítí).
6. Stiskněte tlačítko **VZDUCHOVÁ MASÁŽ**. Aktivujete se funkce vzduchové masáže. Krátkým stiskem tlačítka si můžete měnit intenzitu působení vzduchové masáže (zelená = nejnižší, modrá = střední, červená = nejvyšší). Dalším stiskem funkci vypnete (tlačítko nesvítí).
7. Všechny tři technologie si tak můžete sami měnit podle toho, která technologie je vám při použití přístroje nejvíce příjemná.
8. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
9. Přístroj není doporučeno používat déle jak 30 minut denně na jedné noze. Optimální frekvence použití 3x týdně.
10. Pokud je působení masáže **příliš silné**, zapínání na suchý zip **povolte**. Pokud je naopak masáž **příliš slabá**, návlek více **utáhněte**.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## **Masážní přístroj na kotník s chronickými bolestmi ANKLEMAX SMART**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2895**

EAN: **8594166121676**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 60335-1:2012+A11:2014**

**EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015**

**EN 62233:2008**

**Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů.**

**Nejedná se o zdravotnický prostředek.**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....  
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.2.2023