

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj BeautyRelax BR-2400

## SHIATSUSOFT





## OBSAH:

|   |   |
|---|---|
| UPOZORNĚNÍ                                  | 4 |
| DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ                         | 4 |
| OBSAH BALENÍ                                | 5 |
| KONTRAINDIKACE                              | 5 |
| PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE                       | 6 |
| HLAVNÍ VÝHODY                               | 6 |
| TECHNICKÉ PARAMETRY                         | 6 |
| POUŽITÍ PŘÍSTROJE                           | 7 |
| NABÍJENÍ BATERIE                            | 8 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA                            | 8 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 8 |
| CERTIFIKACE                                 | 8 |
| DOVOZCE                                     | 8 |
| ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ                       | 9 |

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

**Je striktně ZAKÁZÁNO používat masážní přístroj během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním přístrojem masírována.**

## OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax BR-2400 SHIATSUSOFT
- Nabíjecí USB kabel
- Návod k obsluze

## KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Závažné kožní onemocnění na místě použití přístroje
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



## **PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE**

Masážní přístroj BeautyRelax ShiatsuSoft pro okamžité uvolnění svalů v oblasti krční páteře. Unikátní konstrukce masážního mechanismu věrně kopíruje pohyby prstů rukou maséra a je doplněna o funkci vyhřívání infračerveným světlem. Dvě oblasti pohyblivého masážního mechanismu s celkem 6 hlavicemi. Blahodárná funkce vyhřívání. Dva směry pohybu masáže. Časovač. Bezdrátové použití. Zabudované Li-ion baterie. Přístroj je velmi tichý (0-20 db) a velmi lehký (váží 53 g, což odpovídá hmotnosti iPhone). Plně se nabije za 1 hodinu. Polštářek je nafukovací, a tím pádem i prakticky skladný.



## **HLAVNÍ VÝHODY**

- Okamžité uvolnění zatuhlých svalů
- Ideální pro použití v oblasti krku
- Vysoce účinná Shiatsu masáž simuluje pohyby rukou maséra
- 6 masážních hlavic
- Dva směry pohybu masážních hlavic
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- 2 úrovně vyhřívání (nízká, vysoká)
- 3 úrovně rychlosti
- Časovač: automatické vypnutí po 15 minutách
- Bezdrátové použití díky zabudované nabíjecí baterii
- Velmi prodyšný materiál příjemný na dotyk (nylon)
- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion 1400mAh
- Nabíjecí napětí: 5V
- Výkon: 5W
- Rozměry: 20x18x6cm
- Hmotnost: 53g

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion 1400mAh
- Napájení: USB kabelem (součástí balení)
- Rozměry: 20x18x6cm
- Hmotnost: 53g

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Vždy dbejte na to, aby byla baterie dostatečně nabitá. K nabíjení používejte výhradně kabel, který je součástí balení. V případě použití jiného typu adaptéru může dojít k fatálnímu poškození baterie a ztrátě záruky.
- 2.** Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Přístroj má v sobě kompresor, který automaticky dofukuje límec. Jakmile je límec nafouknutý, senzor zastaví čerpání vzduchu a spustí se pohyb masážních hlavic.
- 3.** Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF** si můžete nastavit rychlost masáže. K dispozici jsou celkem 3 rychlosti masáže.
- 4.** Pomocí madel si můžete sami regulovat sílu, kterou masážní hlavice působí na váš krk.
- 5.** Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete zapnout nebo vypnout vyhřívání límce. Krátký stisk - nízká úroveň působení tepla. Dlouhý stisk - vyšší úroveň působení tepla.
- 6.** Přístroj má časovač. Po uplynutí několika minut se vypne. Délka masáže je doporučena na 10 až 15 minut. S délkou to rozhodně nepřehánějte. Stejně tak nevyvíjejte na krk přílišný tlak pomocí madel.
- 7.** Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
- 8.** Po skončení používání přístroje můžete límec jednoduše vyfouknout. Stačí otevřít ventilek na boční straně přístroje. Před dalším použitím je třeba ho pečlivě uzavřít, aby nedocházelo k úniku vzduchu.

## NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Kontinuální působení všech funkcí přístroje umožňuje dostatečně nabitá baterie. Stav baterie indikuje znak baterie na displeji.

### **Postup nabíjení:**

1. Jakmile je baterie vybita, symbol baterie na displeji začne blikat.
2. Pro nabíjení používejte nabíjecí USB kabel, který je součástí balení.
3. Druhý konec připojte do zdířky na boční straně límce.
4. Průběh nabíjení signalizuje blikání červené světelné indikace.
5. Jakmile je proces nabíjení dokončen, blikání světelné indikace ustane.
6. Délka nabíjení závisí na stavu vybití a celkové kondici baterie.

**Upozornění:** K nabíjení používejte výhradně adaptér, který je součástí balení. V případě použití jiného typu adaptéru může dojít k fatálnímu poškození baterie a ztrátě záruky.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch. Přístroj není vodotěsný.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

**Masážní přístroj SHIATSUSOFT**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2400**

EAN: **8594166119239**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**Dle EMC směrnice 2014/30/EU**

**EN 55014-1:2017**

**EN 55014-2:2015**

**Dle registračního čísla certifikátu: TB-EMS173623**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....  
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.6.2022