

NÁVOD K OBSLUZE

Multifunkční masážní přístroj
BeautyRelax BR-730



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
SPECIFIKACE	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
POPIS PŘÍSTROJE	6
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	7
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9
CERTIFIKACE	9
DOVOZCE	9
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	10

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Pokud se přístroj poškodil nebo nepracuje správně, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



ÚČEL POUŽITÍ

Praktický masážní přístroj BeautyRelax BR-730 vyniká univerzálním použitím. Tato pečující sada poskytuje intenzivní péči o pleť obličeje i příjemnou masáž celého těla. Přístroj využívá 4 vyměnitelné aplikátory. K pokožce je maximálně šetrný a jeho používání je bezpečné, jednoduché a pohodlné.

SPECIFIKACE

- Multifunkční přístroj k ošetření obličeje a těla
- 4 vyměnitelné hlavice
- Hlavice s pemzou na odstranění tvrdé kůže na patách
- Kartáček se štětinami na hloubkové čištění obličeje a těla
- Hlavice s houbičkou na důkladnou aplikaci krému do pokožky
- Vodotěsná ochrana IPX7
- Jednoduché a bezpečné použití

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Rozměry: 17,6x7,6x4,7cm
- Hmotnost sady: 128g
- Napětí: 6V
- Napájení: 4x baterie typu AA (nejsou součástí balení)



Čistí póry.
Regeneruje.
Nedráždí.

Antibakteriální
účinek.



POPIS PŘÍSTROJE



POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Princip používání přístroje spočívá v rotačním pohybu hlavice. Ta je uzpůsobena pro výměnu jednotlivých aplikačních nástavců, které jsou součástí balení. Nejprve si tedy vyberte aplikační nástavec podle účelu použití.

Vlastnosti jednotlivých aplikačních hlavic



Hlavice s pemzou

- odstraňuje rychle a bezbolestně nežádoucí tvrdou kůži na patách
- chodidla jsou hladká a jemnější na dotek



Hlavice s čistícím kartáčkem (velká a malá)

- mechanicky odstraňuje nečistoty zanesené do pokožky
- podporuje přirozené buněčné omlazení pleti



Hlavice s houbičkou

- dokonale vmasíruje váš krém nebo pleťové mléko do pokožky
- vaše pleť tak bude maximálně hydratovaná

1. Vysuňte kryt na rukojeti na spodní straně přístroje a vložte 4ks baterie typu AA.
(dbejte vždy na správnou polaritu; nekombinujte staré baterie s novými; pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte)
2. Kryt baterií zasuňte nazpět. Ověřte, že kryt plně doléhá k tělu přístroje, aby do prostoru pro baterie nevnikla voda.
3. Nasadte na rotační hlavici vámi zvolený aplikační nástavec.
4. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF.
5. Ať už jste si zvolili jakýkoliv typ aplikačního nástavce, vždy při použití na vybranou část těla postupujte pomalu krouživými pohyby, dokud nedosáhnete tíženého výsledku. V případě výběru masážních aplikátorů postačí ošetření v délce 5 až 10 minut denně. V případě aplikátoru s pemzou používejte přístroj tak dlouho, dokud nejsou vaše paty hladké a jemné.
6. Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.

Poznámka:

Při výměně aplikační hlavice před použitím přístroje vždy dbejte na to a ověřte, aby byl aplikační nástavec pevně uchycen na rotační hlavici.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Multifunkční masážní přístroj

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-730**

EAN: **8594166114890**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax BR-730**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: GZEM160100040601

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 20.6.2020