

# NÁVOD K OBSLUZE

Nahřívací pás  
BeautyRelax BR-2843  
**Beltmax Heat Elegance**



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělávat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj omývat pod proudem tekoucí vody
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním přístroj vypněte; povrch čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřijímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

## **ÚČEL POUŽITÍ**

Nahřívací pás pro zmírnění bolesti břicha Beltmax Heat Elegance je praktická pomůcka pro zmírnění bolesti břicha. Ocení především ženy v období silné menstruace. Příjemné prohřátí zad a dalších partií těla. Vibrační masáž pro uvolnění svalového napětí. Vestavěná nabíjecí li-ion baterie. Bezdrátové použití. Nízká hmotnost.

## **HLAVNÍ VÝHODY**

- Nahřívací pás s možností nastavení 3 úrovní teplot
- Pokročilá technologie infračerveného tepla
- 3 úrovně nastavení tepla: 45°C, 55°C, 60°C
- 3 rychlosti vibrační masáže
- Funkce vibrace pro lokální podporu krevního oběhu a relaxace pro zatuhlé svaly
- Zmírnění bolesti břicha při menstruaci a zad
- Napájení: nabíjecí li-ion baterie
- Kapacita baterie: 1500mAh
- Nabíjení: USB kabel (součást balení)
- Napětí: 5V
- Rozměry hlavní jednotky: 19x9x3cm
- Hmotnost: 280g

## **OBSAH BALENÍ**

- 1x Nahřívací pás BeautyRelax BR-2843 Beltmax Heat Elegance
- 1x USB kabel
- 1x Síťový adaptér 220V
- 1x Návod k obsluze

## POPIS PRODUKTU

1. Spona stahovacího pásu
2. Plocha pro ohřev
3. Indikace intenzity vibrací
4. Tlačítko **VIBRACE**
5. Indikace intenzity působení tepla
6. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
7. Vstup pro nabíjecí USB kabel



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Před použitím přístroj důkladně nabijte. K nabíjení používejte výhradně kabel a adaptér, které jsou součástí balení.
- 2.** Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete nastavit úroveň působení tepla. K dispozici jsou hodnoty 45°C, 55°C a 60°C. Aktuálně nastavená teplota je zobrazena na displeji. Úroveň indikuje světelná signalizace v červené barvě.
- 3.** Pomocí tlačítka **VIBRACE** si můžete zapnout vibrační masáž. K dispozici jsou celkem 3 intenzity vibrační masáže. Vyberte si intenzitu, která je vám při použití nejvíce příjemný. Úroveň intenzity indikuje světelná signalizace v modré barvě.
- 4.** Pás můžete aplikovat přímo na pokožku.
- 5.** Pás neutahujte příliš velkou silou. Během používání by vás neměl tlačit.
- 6.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout opakovaným stiskem tlačítek **VYHŘÍVÁNÍ** a **VIBRACE**.

## NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě vestavěnou nabíjecí baterii. Díky tomu je usnadněn maximální komfort bezdrátového použití. Pro správnou funkci přístroje musí být baterie vždy dostatečně nabitá.

1. Červená indikace symbolu baterie signalizuje potřebu nabít důkladně baterii.
2. Pro nabití použijte výhradně kabel a adaptér, který je součástí balení.
3. Průběh nabíjení signalizuje červená blikající světelná signalizace.
4. Jakmile je baterie plně nabitá, blikání ustane.
5. Délka nabíjení vždy závisí na stavu nabití baterie a její celkové kondici.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737196160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**